



Der kleine Patient wurde erfolgreich gegen eine traumatische Armparese akupunktiert.

Öko-Test informierte zuletzt über „eingölte Nadeln“ in der Akupunktur und Granulome (entzündliche Knoten). Das Verbrauchermagazin riet, dass Patienten die Akupunkteure bitten mögen, auf silikonbeschichtete Akupunkturnadeln zu verzichten (ÖKO-Test Kompakt Akupunktur vom 21.05.2007, Seite 131).

## Akupunkturnadeln Dr. med. Annette Kurz - Vorsicht bei silikonisierten Nadeln -



© www.tcm-experten.de

Ehrenflaggen bekunden der weltbekannten Frau Prof. Zhou die Dankbarkeit ihrer Patienten. V.R.: Frau Prof. Dr. Yunxian, Dr. Yunxian, Dr. Kurz, Prof. Wenrui, am Institut des WHO Collaborating Centre for Traditional Medicine in Peking.

## TCM

Möchten Sie Fragen zu Akupunktur und TCM stellen oder Antworten nachlesen? Besuchen Sie das Forum „Patienten fragen - Akupunkturärzte antworten“ mit nahezu 400 beantworteten Fragen: [www.akupunkturexperten.de](http://www.akupunkturexperten.de).

### Die Verfasserin

Dr. med. Annette Kurz, HNO-Fach- und Akupunkturärztin, HNO- und Akupunktur-Praxis, Münchener Straße 41, D-60329 Frankfurt am Main, Tel.: 069/23 2502

weiß ich, dass diese aufgrund des o.g. Sachverhaltes auch keine silikonisierten Nadeln für ihre Behandlung wünschen.

Das Argument der besseren Gleitfähigkeit greift hier nicht. Akupunktur ist mehr als nur „Nadeln in Fleisch zu stechen“. Das sichere Beherrschen der unterschiedlichen Stich- und Stimulationstechniken, die man am besten bei der klinischen Ausbildung direkt am Patienten erlernen kann, ist eine wesentliche Voraussetzung für eine weitgehend schmerzfreie und wirkungsvolle Akupunkturbehandlung.

Die Akupunktur, so wie sie mir im Mutterland der TCM in den chinesischen Fachkliniken näher gebracht wurde, kann mit silikonisierten europäischen oder japanischen Nadeln mit Plastikgriff nicht in all ihren Facetten und Möglichkeiten

ausgeschöpft werden. Beispielsweise die wichtige Moxibustion, die sogenannte „Warme Nadel“ - therapiefördernd z.B. bei Rückenschmerzen, Gonarthrose (Knieschmerzen) sowie allen Kälteerkrankungen nach TCM - kann nicht mit silikonisierten Akupunkturnadeln mit Plastikgriff durchgeführt werden. Das Abglimmen des Moxa-Beifußkrautes bzw. der Moxa-Zigarren würde den Plastikgriff und das Silikon verbrennen oder schmelzen lassen.

Auch die Elektrostimulation (kaum wegzudenken z.B. bei Schlaganfällen, Gesichtslähmungen) kann mit silikonisierten Akupunkturnadeln mit Plastikgriff nicht oder nur mit großen Umständen durchgeführt werden. Des Weiteren soll zwischen Arzt und Patient eine energetische Verbindung entstehen, um optimale Therapieergebnisse zu erzielen. Mit „isolierten“ Akupunkturnadeln ist auch dies nicht gewährleistet.

In China herrscht die Auffassung, dass akute Krankheiten mit dickeren Nadeln behandelt werden sollen, die eine stärkere Stimulation der Lebensenergie Qi verursachen, und chronische Krankheiten mit dünneren Akupunkturnadeln, die in dem Fall einen energetisch schwächeren Reiz verursachen sollen. Je nach Notwendigkeit greifen die Akupunkturexperten dort auf über 30 unterschiedliche Nadelabmessungen zurück. Ich verwende in meiner Praxis silikonfreie Akupunkturnadeln mit Silberwendelgriff, die mir von chinesischen Akupunkturspezialisten empfohlen wurden. Diese werden in der weltweit ältesten Manufaktur für Akupunkturnadeln, in Suzhou, hergestellt. □

## **Meldung Deutsches „Aerzteblatt.de“**

„Zwei Millionen (silikonisierte) Injektionsnadeln zurückgerufen. (..) Tests ergaben, dass sich von den Nadeln manchmal Silikonpartikel lösen, die dann in den Körper des Patienten geraten.“

Originalartikel hier nachlesen:

<http://www.aerzteblatt.de/v4/news/news.asp?id=39840>